

1512572 - Schiller Pre-Connected pads Fred Easy volwassenen - 1 st



Beschrijving

De automatische externe defibrillator FRED easy maakt reanimatie nog eenvoudiger en doeltreffender. Het is het perfecte apparaat voor professionals in de gezondheidszorg (PAD).

- Volledig automatische modus: bevestig de elektroden op de patiënt, zet het apparaat aan en laat het apparaat analyseren en indien nodig de schok toedienen.
- Semi-automatische modus: bevestig de elektroden op de patiënt, zet het apparaat aan en volg de instructies, druk op de schokknop als het apparaat dat aanbeveelt.
- Handmatige override: artsen kunnen de AED-modus uitschakelen en beslissen of ze willen defibrilleren of niet.

Specificaties

Merk	Schiller
sku	1512572
Type verpakking	Stuk