

1022768 - PERMA-HAND™ silk hechtdraad 5/0 - 16 mm - 75 cm - FW500 - 1 st



Beschrijving

PERMA-HAND™ SILK Suture is een niet-absorbeerbare, steriele, chirurgische hechtdraad die is samengesteld uit een organisch eiwit dat fibroïne wordt genoemd.

Voordelen

- Multifilament
- Natuurlijk

Specificaties

Merk	Ethicon
SKU leverancier	ETHIFW500
sku	1022768
Steriel	Ja
Resorbeerbaar	Nee
Draadlengte	75 cm
Draaddikte	5/0
Kleur	Zwart
Naald lengte	16 mm
Type verpakking	Stuk
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse III