

1000165 - Alldress 15 cm x 20 cm - 1 x 10 st



Beschrijving

Alldress® is bedoeld om te absorberen, te beschermen en een vochtig milieu te handhaven in open en gesloten wonden, hetzij als primair of secundair verband. De waterdichte rugfilm werkt als een barrière tegen bacteriën en virussen en beschermt de wonde tegen water en besmetting. De huidvriendelijke, op water gebaseerde kleeflaag zorgt voor een zachte fixatie.

Voordelen

- Ademend
- Minder risico op maceratie
- De rugfilm vormt een barrière tegen bacteriën en virussen
- Gebruiksvriendelijk
- Huidvriendelijke kleefstof op waterbasis

Specificaties

Merk	Mölnlycke
Kompres	Ja
Geperforeerd	Nee
sku	1000165
Steriel	Ja
Kleur	Wit
Maat	15 x 20 cm
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIb