

1518051 - Elineo brancard zonder matras - 1 st



Beschrijving

Omdat verschillende vestigingen verschillende behoeften hebben, biedt de Elineo-brancard verschillende configuraties die het best voldoen aan de eisen van het ziekenhuispersoneel. Ontworpen om lang mee te gaan en het gebruiksgemak te optimaliseren voor zowel hulpverleners als het comfort van de patiënt, biedt de ELINEO transferbrancard volledige voldoening en essentiële functies die u echt nodig hebt. Manoeuvrbaar, modulair, veilig, gemakkelijk in gebruik en biedt optimaal comfort voor uw patiënten. Bovendien heeft een variable hoogte van 57 tot 90 cm (zonder matras).

- 4 zwenkwielen met centraal remsysteem op 4 hoeken
- Onrusthekken

Specificaties

Merk	Promotal
Waterbestendig	Ja
Normeringen	ISO 13485:2016; EN ISO 13485:2016
sku	1518051
Max. gewicht volwassene	250 kg
Type verpakking	Stuk
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I