


1560591 - Schiller Cardiovit CS-104 met MS-12 USB



Beschrijving

De Cardiovit CS-104 combineert alle essentiële ECG-functies en gewenste mogelijkheden in een geïntegreerd systeem.

Met de CARDIOVIT CS-104 biedt SCHILLER een compleet ECG-systeem voor praktijken, klinieken en ziekenhuizen. Het toestel omvat een PC, een monitor, een trolley en een bedrade (MS-12 USB) acquisitiemodule. Alles is voorgeïnstalleerd en getest door SCHILLER, klaar voor gebruik in de klinische praktijk.

Specificaties

Merk	Schiller
sku	1560591
Opties ECG	Aritmie detectie ETM Spirometrie Vector stress_ecg
Type verpakking	Stuk
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa