

## 1575545 - Cubic Pessarium T6 - 49 mm - 1 st



### Beschrijving

#### Indicatie en principe

Het **Gyneas** Cubic Pessarium is effectief bij de behandeling van verzakking van de vaginale wand of baarmoederwand. Er wordt een negatieve druk veroorzaakt door het zuigende effect.

#### Gebruiksgemak

De gebruiker kan het pessarium 's ochtends plaatsen en 's avonds zelfstandig verwijderen. Dit pessarium wordt ook gebruikt ter ondersteuning van het perineum tijdens langdurige lichaamsbeweging of sport.

Dit pessarium is er in verschillende maten. Het is flexibel, comfortabel en gemakkelijk te gebruiken, waardoor de patiënt of gebruiker autonoom blijft. Gefabriceerd in "medical grade" siliconen, dus volledig veilig bij correct gebruik.

## Specificaties

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Merk</b>                 | Gyneas                       |
| <b>Steriel</b>              | Nee                          |
| <b>sku</b>                  | 1575545                      |
| <b>Maat</b>                 | 49 mm                        |
| <b>Type verpakking</b>      | Stuk                         |
| <b>Wasbaar/Wegwerp</b>      | Wasbaar                      |
| <b>Europese Regelgeving</b> | MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa |