

## 1100972 - Texa® verbandset 10 - steriel - 1 x 50 st



### Beschrijving

**Texa** verbandset 10 wordt steriel afzonderlijk verpakt en bevat:

- 1 x pincet groen 12,8 cm in kunststof
- 4 x gaasdeppers 30 mm diameter uit 100% katoen
- 1 x steriel veld - 2 laags, 38 x 45 cm, 39g/m<sup>2</sup> (polyethyleen 18g/m<sup>2</sup> + zijdepapier 21g/m<sup>2</sup>)

### Specificaties

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Merk</b>                 | Texa                          |
| <b>sku</b>                  | 1100972                       |
| <b>Blister</b>              | 3-delig                       |
| <b>Sterilisatie methode</b> | Ethyleen oxide                |
| <b>Type verpakking</b>      | Doos                          |
| <b>Europese Regelgeving</b> | MDR - 2017/745/EU - Klasse Is |