

1103173 - Texa® verbandset - knopsonde - 1 x 60 st



Beschrijving

Texa verbandset met knopsonde wordt steriel afzonderlijk verpakt en bevat:

- 5 x gaaskompressen 5 x 5 cm 17-draads, 8-laags uit 100% katoen
- 1 x pincet blauw 12,8 cm in kunststof
- 1 x knopsonde in roestvrij staal

Specificaties

Merk	Texa
Inhoud steriele sets	Gaaskompres 5 x 5 cm, pincet: 1st, Knopsonde plastic: 1st
sku	1103173
Blister	3-delig
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse Is