

1508085 - Papierrolhouder verstelbaar hoofdeinde



Beschrijving

De papierrolhouder van **Promotal** is een handig accessoire, eenvoudig te bevestigen achter de rugleuning van uw examenbank (hoofdeinde). Hiermee kunt u uw examenrol installeren. Deze papierrolhouder accepteert papierrollen met een maximale breedte van 80 cm en een maximale diameter van 20 cm.

Specificaties

Merk	Promotal
sku	1508085
Type verpakking	Stuk
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I