

1575771 - Linido wandbeugel - wit - 40,6 cm - 1 st



Beschrijving

Ongelukken in huis gebeuren vaak in de badkamer. Het douchen en het in en uit bad stappen in combinatie met water, zeep en blote voeten vormen risicosituaties in het dagelijkse leven. Basic range wandbeugel biedt een veilige en betrouwbare steun in situaties waar het nodig is. Niet alleen in badkamer en toilet, maar ook in andere ruimtes zoals keuken, slaapkamer en hal.

De wandbeugel kan horizontaal, verticaal of diagonaal gemonteerd worden. De gebruiker kan de beugel vastpakken voor extra steun bij het zich omhoogdrukken of omhoogtrekken en bij een transfer.

De beugel is een combinatie van kunststof en aluminium, wat een licht-gewicht en onderhoudsarm product garandeert, die tegelijkertijd sterk en stevig is. Door de kunststof flens en afdekkap is de beugel ook geïsoleerd, waardoor het aarden van de beugel niet nodig is in natte ruimtes.

De diameter van de aluminium buis (32 mm) maakt het comfortabel om de beugel vast te houden. Het anti-slip materiaal aan de binnenkant van de beugel zorgt voor extra grip.

De wandbeugel kan horizontaal, verticaal of diagonaal gemonteerd worden. De gebruiker kan de beugel vastpakken voor extra steun bij het zich omhoogdrukken of omhoogtrekken en bij een transfer.

De beugel is een combinatie van kunststof en aluminium, wat een licht-gewicht en onderhoudsarm product garandeert, die tegelijkertijd sterk en stevig is. Door de kunststof flens en afdekkap is de beugel ook geïsoleerd, waardoor het aarden van de

beugel niet nodig is in natte ruimtes.

De diameter van de aluminium buis (32 mm) maakt het comfortabel om de beugel vast te houden. Het anti-slip materiaal aan de binnenkant van de beugel zorgt voor extra grip.

Specificaties

Merk	Linido
SKU leverancier	LI2613016
Buigingshoek van 60°	Nee
sku	1575771
Categorie wandbeugels	Wandbeugel - in witte kunststof versterkt met aluminium,
Maat	40,6 cm
Materiaal	Kunststof/aluminium
Type verpakking	Stuk
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I