

1023867 - Compressieverband - lange rek - 8 cm x 7 m - 1 st



Beschrijving

Bastos Viegas elastische compressiewindel is zeer rekbaar en heeft een krachtige compressiekracht en makkelijk aan te brengen. Voor een goede reabsorptie verbetering van hematomen, profylaxe van trombose, nazorg van schade aan spataderen en voor therapie van veneuze insufficiëntie. Wanneer de windel is uitgerekt zijn er 42 draden/cm² en 7m in gestrekte lengte. Wasbaar op 30°C.

Specificaties

Merk	Bastos Viegas
Steriel	Nee
Zelfklevend	Nee
sku	1023867
Kleur	Bruin
Maat	8 cm x 7 m
Type verpakking	Stuk
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I