


## 1543971 - Renol visco elastisch standaard kussen 8 x 42 x 42 cm - 1 st



### Beschrijving

Met slechts één gebruikskant voorkomt dit kussen dat de persoon naar voren glijdt. Het schuim met vormgeheugen neemt de vorm van de billen en benen aan om de drukpunten te verlichten.

### Specificaties

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>Merk</b>                         | Renol                        |
| <b>sku</b>                          | 1543971                      |
| <b>Kleur sloop</b>                  | Blauw                        |
| <b>Maat</b>                         | 8 x 42 x 42 cm               |
| <b>Materiaal</b>                    | PU                           |
| <b>Merk positioneringsmateriaal</b> | Renol                        |
| <b>Type verpakking</b>              | Stuk                         |
| <b>Wasbaar</b>                      | 60 °C                        |
| <b>Europese Regelgeving</b>         | MDR - 2017/745/EU - Klasse I |