


1559996 - LY-3600 Yankauer - 1 x 50 st



Beschrijving

Deze Link Yankauers zijn rechte, transparante afzuigtoestellen voor gebruik met een afzuigslang. Voor algemene en fijne afzuiging en afzuiging van grote volumes. Steriel dubbel verpakt in individuele peelpacks.

Specificaties

Merk	Pennine
Product afmetingen	L 24 cm
Steriel	Ja
sku	1559996
Diameter sonde	Ch 18
Model	LY-3600
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa