

## 1518949 - Haak IUD - 26 cm - staal - niet-steriel - 1 st



### Beschrijving

**Gyneas** haak IUD in roestvrij staal, een medisch hupmiddel voor het verwijderen van spiraaltjes. Wordt gesteriliseerd worden in een autoclaaf op stoom op 134° C.

### Specificaties

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Merk                   | Gyneas                     |
| sku                    | 1518949                    |
| Kwaliteit instrumenten | Herbruikbaar               |
| Type verpakking        | Stuk                       |
| Europese Regelgeving   | MDD - 93/42/EEC - Klasse I |