

## 1607318 - QualiBelly Advanced - abdominale support - hoogte 40 cm - XXL



### Beschrijving

De **QualiBelly Advanced** is een unieke, gepatenteerde **compressieband voor abdominale chirurgie**, ontworpen om ongeëvenaard comfort, bescherming en functionaliteit te bieden aan zowel patiënten als zorgverleners.

Deze innovatieve **tri-band buikbandage** bevordert een vlot herstel, helpt patiënten eerder uit bed en laat hen rechtop lopen zonder spanning op de wond uit te oefenen.

Een goede stabilisatie van de buikwand is cruciaal na een operatie om complicaties zoals wonddehiscentie, infectie en hernia te voorkomen. Tegelijk is hoesten noodzakelijk om slijmophoping en atelectase na narcose te voorkomen, wat echter leidt tot een piek in intra-abdominale druk en daardoor pijn en spanningen veroorzaakt op de incisie.

**QualiBelly Advanced** biedt de noodzakelijke ondersteuning in deze kritieke herstelfase – sterker dan wat de patiënt met de handen zelf kan doen – en verhoogt comfort, veiligheid en mobiliteit.

#### Technische kenmerken:

- **Tri-band ontwerp:** 3 overlappende elastische banden met afzonderlijke klittenbandsluitingen
- **Proprietaire stikmethode:** Zorgt voor openingen tussen de banden voor **drainageslangen, stoma's of apparaten**
- **Afzonderlijk te openen banden:** Maakt wondinspectie mogelijk zonder alle ondersteuning te verliezen
- **Beschikbare in 2 hoogtes:** 27 & 40 cm

#### 10 Redenen om te kiezen voor QualiBelly Advanced:

**1. Verlaagt infectierisico**

Geen noodzaak meer om openingen in de stof te snijden – apparaten en drains worden efficiënt omhuld.

**2. Tijdbesparend voor zorgpersoneel**

Geen scharen of mesjes nodig om door het materiaal te snijden – voorkomt verspilling en bespaart tijd.

**3. Minder pijn bij wondzorg**

Eén of twee banden kunnen worden geopend terwijl de rest van de buik ondersteund blijft.

**4. Kan door slechts één zorgverlener opnieuw gesloten worden**

Ook bij zwaarlijvige patiënten – geen extra personeel nodig.

**5. Individueel aanpasbare compressie**

Boven-, midden- en onderbuik afzonderlijk instelbaar voor maximaal comfort.

**6. Omvormbaar tot tweebandssysteem**

De bovenste band kan omlaag gevouwen worden bij zitten of rust – extra rugcomfort.

**7. Optionele universele houder voor drainage of lijnen**

Geen tape of veiligheidsspelden meer nodig – bevordert mobiliteit.

**8. Versterkt inwendige sluiting met externe compressie**

Vermindert zwelling, risico op hernia en bevordert wondgenezing.

**9. Verbeterde houding en ademhaling**

Ondersteunt een correcte houding en voorkomt postoperatieve longcomplicaties.

**10. Kostenefficiënt en hoog rendement voor ziekenhuizen**

Minder infecties, minder complicaties en kortere ligduur – meetbare ROI.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Qualiteam
<b>SKU leverancier</b>	QLY40-XXL
<b>sku</b>	1607318
<b>Hoogte steunverband</b>	40 cm
<b>Omtrek</b>	145 - 165 cm
<b>Type verpakking</b>	Stuk
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I