

1518854 - Set voor het plaatsen van een spiraal - plastic - 1 x 10 st



Beschrijving

Deze steriele inbrengset voor eenmalig gebruik is praktisch en compleet, en maakt een succesvolle en gemakkelijke inbreng van het spiraaltje mogelijk. De set is voorverpakt in een transparante zak en bevat vier steriele instrumenten voor eenmalig gebruik:

- Cheron-tang van 25 cm: voor het ontsmetten van de baarmoederhals maakt dit instrument het mogelijk een kompres op zijn plaats te houden.
- Een Pozzi-tang van 25 cm: voor het grijpen en trekken van de cervicale massa.
- Lange schaar van 22 cm: om de sterilisatiedraad door te knippen. Het heeft een ingekeept uiteinde, om de draad tussen de 2 metalen mesjes te klemmen.
- Een hysterometer van 30 cm.

Specificaties

Merk	Gyneas
sku	1518854
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa