

1539650 - Texa® gaaskompressen - steriel - 10 x 10 cm - 50 x 2 st



Beschrijving

Texa® gaaskompressen zijn hydrofiele steriele gaaskompressen, geschikt als traditioneel wondverband met verschillende toepassingsmogelijkheden. Ze zijn zacht en soepel, sterk absorberend, luchtdoorlatend en trekvast. De kompressen zijn gemaakt van 100% katoen, bevatten 17 draden en zijn chirurgisch geplooid met een verzonken franje.

Specificaties

Merk	Texa
Steriel	Ja
sku	1539650
Aantal per verpakking	50 x 2 st
Lagen	8-laags
Maat	10 x 10 cm
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse Is