

1610029 - Keiser A400 Hip Adductor



Beschrijving

De **Keiser A400 Heupadductie machine** biedt ongeëvenaarde precisie en veelzijdigheid in zowel revalidatie als krachttraining dankzij de innovatieve **Pure Resistance Technology™ (PRT)**. Deze technologie levert een vloeiendere en effectievere weerstand dan traditionele gewichten, bij zowel lage als hoge snelheden.

Perfect geschikt voor **revalidatiecentra, ziekenhuizen, fysiotherapiepraktijken en sportomgevingen**, biedt de A400 veilige, functionele en volledig instelbare training voor gebruikers van elk niveau.

Belangrijkste kenmerken & voordelen:

- **Pure Resistance Technology™** – Effectiever dan ijzer bij hoge snelheden (voor kracht en explosiviteit) en net zo efficiënt bij trage bewegingen (voor spieropbouw).
- **Unilaterale beweging** – Elke zijde traint onafhankelijk, waardoor spieronevenwichtigheden worden gecorrigeerd.
- **Eenvoudige isometrische overload** – Positioneer de gebruiker statisch en verhoog vervolgens nauwkeurig de weerstand.
- **Eccentrische overload** – Verhoog de weerstand na de concentrische fase van een herhaling voor doelgerichte spierbelasting.
- **Pneumatische weerstand** – Zorgt voor vloeiende, schokvrije bewegingen die gewrichten en bindweefsel beschermen.
- **Weerstand aanpassen tijdens een herhaling** – Dankzij digitale bediening en realtime feedback is elke fase van de oefening optimaal instelbaar.
- **Breed weerstandsbereik** – Geschikt voor zowel lichte revalidatie als intensieve functionele krachttraining.
- **Gebruiksvriendelijke display** – Duidelijke weergave van weerstand en herhalingen; compatibel met de **Keiser Metrics App** voor nauwkeurige voortgangsregistratie.

Toepassingen:

- Lies- en heuprevalidatie
- Preventie en correctie van spieronevenwichtigheden

- Training na orthopedische ingrepen
- Functionele kracht- en stabilisatietraining
- Mobiliteit en spieropbouw bij oudere volwassenen

De Keiser A400 Heupadductiemachine – voor professionals die precisie, veiligheid en prestaties centraal stellen.

Specificaties

Merk	Keiser
Product afmetingen	B 160 cm, H 125 cm
Gewicht product	108 kg
sku	1610029
	0 - 202 kg
Type verpakking	Stuk