

1602103 - Welch Allyn ProBP 2000 Digital NIBP - FlexiPort herbruikbare manchet maat 11 - Volwassenen- incl. 4 AA batterij en adapter - 1 st



Beschrijving

De **ProBP 2000** combineert twee innovatieve technologieën—**SureBP** en **FlexiPort**—om **snelle en nauwkeurige bloeddrukmetingen** mogelijk te maken.

- **SureBP** meet de bloeddruk al **tijdens het oppompen**, in plaats van pas daarna zoals bij klassieke digitale meters. Dat maakt de meting **sneller en comfortabeler**: gemiddeld in **ongeveer 20 seconden**.
- Dankzij de **FlexiPort-aansluiting** zijn de slangen **flexibel** en eenvoudig aan te passen aan elk compatibel manchet. Dit levert **tijdwinst** op en is bovendien **uitwisselbaar** met manuele Welch Allyn bloeddrukmeters.

Verder is de meting **aangenaam** zonder het typische **knellende gevoel** van standaard digitale toestellen. De ProBP 2000 is geschikt voor **kinderen én volwassenen**, is **licht en compact** (14,2 x 9,4 x 6,6 cm) en werkt op **4 AA-batterijen** of via **netvoeding** (adapter en batterijen inbegrepen).

Het toestel wordt geleverd met een **Welch Allyn FlexiPort herbruikbare volwassenmanchet maat 11** en is compatibel met een **breed assortiment** Welch Allyn FlexiPort herbruikbare bloeddrukmanchetten.

Specificaties

Merk	WelchAllyn
sku	1602103
Type verpakking	Stuk
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I