

1571811 - Curette - flexibel - 6 mm - blauw - 1 x 20 st



Beschrijving

Curette met 2 openingen (één aan elke kant) om endo-uteriene afzuiging mogelijk te maken. De canule wordt ingebracht in een conische punt.

Specificaties

Merk	Gyneas
Steriel	Ja
sku	1571811
Kwaliteit instrumenten	Wegwerp steriel
Maat	6 mm
Type verpakking	Doos
Wasbaar/Wegwerp	Wegwerp
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa