

SCE10310000 - Schiller BP-200 plus - niet-invasieve bloeddrukmeter



Beschrijving

De BP-200 plus is een niet-invasieve bloeddrukmeter voor stresstests, ontworpen om automatisch de systolische en diastolische bloeddruk van een patiënt te meten en weer te geven op vooraf bepaalde intervallen of op verzoek van de gebruiker. De BP-200 plus gebruikt twee meetmethoden: SCHILLER K-sound analyse met of zonder QRS trigger voor metingen tijdens inspanningstests en oscillometrische meting in rustsituaties.

Specificaties

Merk	Schiller
sku	SCE10310000
EKG categorie	ECG diversen
Type verpakking	Stuk
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa