

## 1600149 - Maimed® verbandset 7 - steriel - 100 st



### Beschrijving

De steriele **MaiMed®** verband-set 7 is geschikt voor dagelijks gebruik in de wondverzorging, voor uitwendige wondbehandeling.

De verbandset bestaat uit:

- 5 x gaasdeppers 20 x 20 cm in 100% katoen
- 1 x steriel veld blauw 2-laags, 45 x 45 cm
- 1 x pincet groen

### Specificaties

<b>Merk</b>	Maimed
<b>sku</b>	1600149
<b>Blister</b>	3-delig
<b>Sterilisatie methode</b>	Ethyleen oxide
<b>Type verpakking</b>	Doos
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is