

1105380 - Onderstel Quest - elektrisch hoogteverstelbaar - trendelenburg verstelling - papierrolhouder - zonder bekleding - 1 st



Beschrijving

Quest elektrische onderzoekstafel is de standaard voor hoogte verstelbare banken dat flexibiliteit toont voor de combinatie met voet -en handbediening. Heeft een zeer stabiele H-basis met robuuste hijsarmen, Trendelenburg en zonder bekleding. Met optie Block 'n Roll geïntegreerde semi-centraal inkalpbare wielen, rugleuning met gasveer. Vervaardigd uit een metalen frame met epoxy afwerking.

Specificaties

Merk	Promotal
Hoogte	46-93 cm
Hoogteverstelbaar	Ja
Wielen inbegrepen	Nee
Papierrolhouder inbegrepen	Ja
Normeringen	EN ISO 13485:2016
Hefvermogen	200 kg
sku	1105380
Aantal delen	2-delig
Hoogteverstelling	Elektrisch
Type verpakking	Stuk
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I