


## 1621929 - Mölnlycke Mepilex UP - 20 x 20 cm - 10 st



### Beschrijving

Mepilex® Up is een **dun, non-border schuimverband** dat lekkagerisico's minimaliseert en grote hoeveelheden exsudaat effectief beheert. Dankzij de unieke **vloeistofspreadingstechnologie** biedt het een langere draagtijd en minder verbandwissels.

#### Belangrijke kenmerken:

- ? **Innovatief honingraat schuimpatroon** voor verbeterde capillaire werking, waardoor vocht zich in alle richtingen kan verspreiden – zelfs tegen de zwaartekracht in.
- ? **Absorbeert en verspreidt vloeistoffen** met zowel hoge als lage viscositeit.
- ? **Minimaliseert lekkage** en vermindert het risico op maceratie.
- ? **Dunne, flexibele schuimstructuur** voor eenvoudige plaatsing en comfortabel gebruik.
- ? **Hoge vloeistofverwerkingscapaciteit**, beter dan veel andere schuimverbanden.\*
- ? **Veelzijdig inzetbaar** voor verschillende wondtypen en lichaamslocaties.
- ? **Kan op maat worden geknipt** voor een perfecte pasvorm.

De **Safetac®-technologie** zorgt voor een zachte hechting aan de huid zonder aan de wond zelf te kleven, wat pijn en huidbeschadiging bij verwijdering vermindert. Daarnaast sluit het de wondranden af en voorkomt het lekkage naar de omliggende huid, waardoor het risico op maceratie minimaal is.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Mölnlycke
<b>Steriel</b>	Ja
<b>sku</b>	1621929
<b>Maat</b>	20 x 20 cm
<b>Type verpakking</b>	Doos
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIb