

1541332 - Nierbekken - wegwerp - karton - 300 st



Beschrijving

Multifunctionele nierbekken die vervaardigd zijn uit cellulose vezels en geschikt zijn voor eenmalig gebruik. De nierbekken hebben een breed gebruiksspectrum in dokterspraktijken, ziekenhuizen en woonzorgcentra voor het verzamelen van lichaamsvloeistoffen of om instrumenten in te laten vallen volgens hun gebruik alvorens ze worden schoongemaakt. De bekken zijn vochtbestendig en makkelijk te recyclen na gebruik. Bewaar de nierbekken tussen 15-30° met een relatieve luchtvochtigheid van 50-60%.

De nierbekken zijn ondoordringbaar voor 24u tegen water, bloed, zoutzuur, zoutoplossing, azijnzuur, formaldehyde, ureumoplossing en waterstofperoxide.

Specificaties

Merk	Maimed
Product afmetingen	B 15 cm, H 25.2 cm
Gewicht product	0.019 kg
SKU leverancier	00076065
Product diepte	4.6 cm
Eenmalig gebruik	Ja
Vochtbestendig	Ja
Steriel	Nee
Normeringen	ISO 9001
sku	1541332
Inhoud	700 ml
Kleur	Grijs
Type verpakking	Karton