

1511028 - Kripwindels - rode bies - steriel - cello - 15 cm x 4 m - 1 x 10 st



Beschrijving

Bastos Viegas steriele kripwindels met rode bies cello zijn vervaardigd uit katoen, viscose, polyamide en polyurethaan. De windel is te gebruiken als ondersteuning en fixatie van elk ander verband, de windels is luchtdoorlatend waardoor de huid vrij kan ademen en heeft een antislip eigenschap.

Specificaties

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Merk | Bastos Viegas |
| Steriel | Ja |
| sku | 1511028 |
| Kleur | Rood - wit |
| Maat | 15 cm x 4 m |
| Type verpakking | Doos |
| Europese Regelgeving | MDD - 93/42/EEC - Klasse Is |