

## 1601071 - Schiller Fred Easy Semi-Automatisch Nederlandstalig



### Beschrijving

De semi-automatische externe defibrillator FRED easy maakt reanimatie nog eenvoudiger en doeltreffender. Het is het perfecte apparaat voor professionals in de gezondheidszorg en het grote publiek (PAD).

**FRED easy is verkrijgbaar in de volgende versies:**

- Volautomatische modus: bevestig elektroden op de patiënt, zet het apparaat aan en laat het apparaat analyseren en de schok toedienen indien nodig.
- Semi-automatische modus: bevestig de elektroden op de patiënt, zet het apparaat aan en volg de instructies, druk op de schokknop als het apparaat dat aanbeveelt.
- Handmatige override: artsen kunnen de AED-modus uitschakelen en beslissen of ze willen defibrilleren of niet.

### Specificaties

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Merk</b>            | Schiller |
| <b>sku</b>             | 1601071  |
| <b>Gewicht</b>         | 3 kg     |
| <b>Type verpakking</b> | Stuk     |