

1540543 - Schiller FRED PA-1 - Defibriliator - Volautomatisch - Engels



Beschrijving

De ideale defibrillator voor gebruik op openbare plaatsen. Zo ontwikkeld dat zelfs ongetrainde gebruikers levens kunnen redden. De PA-1 gidst de redder stap per stap door het hele reanimatieproces.

Hij start op zodra het deksel wordt opgetild. Breng de vooraf aangesloten elektroden eenvoudig aan op de borst van de patiënt. Systematische voorbelasting maakt het mogelijk om schokken toe te dienen zodra deze maatregel noodzakelijk is. In de automatische versie levert de FRED PA-1 de schok zonder enige actie van de hulpverlener.

De FRED PA-1 herkent onmiddellijk of elektroden voor kinderen of volwassenen worden gebruikt en past de defibrillatie-energie dienovereenkomstig aan. Een set kinderelektroden kan in een daarvoor bestemd compartiment aan de achterkant van het apparaat worden geplaatst.

- Activeert direct bij het openen van de beschermklep
- Automatische begeleiding doorheen het ganse reddingsproces
- Stembegeleiding in één taal - drie talen in optie
- Toestel test zichzelf voortdurend: levensduur van de elektroden - toestand batterij - regulier onderhoud
- Gebruiker krijgt gesproken instructies en visuele hulp op het toestel zelf
- Het apparaat herkent het type van de aangesloten elektrode en regelt zichzelf (volwassene of kind)
- Ritme van de hartmassage is configureerbaar voor installatie
- Intern geheugen voor gegevensopslag en latere analyse

Specificaties

Merk	Schiller
sku	1540543
Type verpakking	Stuk
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb