

## SCB1530111 - Schiller Fred Easy - semi-automatisch



### Beschrijving

De semi-automatische externe defibrillator FRED easy is het beste reddingsmiddel voor alle hulpdiensten: ambulances, brandweerlieden ... . Hij is licht, robuust, gebruiksvriendelijk en daardoor geschikt voor alle situaties.

De FRED easy maakt gebruik van MULTIPULSE BIOWAVE, de gepulseerde bifasische golfvorm met patiëntimpedantiecompensatie. Deze golfvorm is even effectief voor volwassenen als voor kinderen dankzij de automatische herkenning van de kinderelektroden en de aanpassing van de energie.

Hulpverlenersvriendelijke gesproken instructies en instructies op het scherm plus snelle ritmeanalyse en schoktoediening leiden de hulpverlener door het reanimatieproces en minimaliseren de uitvaltijd.

Om de patiënt van het begin tot het einde van het reanimatieproces te kunnen volgen, worden de interventiegegevens vastgelegd en kunnen ze op een pc geraadpleegd worden. Het is ook mogelijk om een ??rapport te genereren.

### Specificaties

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Merk</b>                 | Schiller                     |
| <b>sku</b>                  | SCB1530111                   |
| <b>Type verpakking</b>      | Stuk                         |
| <b>Europese Regelgeving</b> | MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb |