

1559483 - Schiller medilog®AR - 5-aderige kabel



Beschrijving

Atriumfibrillatie/atriumflutter detectie in nul seconden dankzij echte P-golf analyse, eenvoudig, snel en hygiënisch te hanteren, flexibel dual-battery concept voor meer dan 14 dagen opnameduur. Dit is de SCHILLER medilog®AR Holter.

De SCHILLER medilog®AR Holter is robuust, schok- en spatwaterdicht en eenvoudig te reinigen. Dankzij het dual-batterij concept kunnen de patiënten meer dan 14 dagen worden gescreeend zonder dat ze naar de arts moeten om de batterijen te vervangen. Nul seconden atriumfibrillatie/atriumflutter detectie op basis van echte P-golf analyse is een van de technische hoogtepunten van deze Holter oplossing.

Producteigenschappen

- 32.000 Hz op 3 kanalen ECG snelheid
- Registratie van ademhaling tijdens slaap
- SPO2-sensor via Bluetooth
- Analyse wordt uitgevoerd met de Medilog DARWIN2 software
- Interne batterij op te laden via USB

Specificaties

Merk	Schiller
sku	1559483
Type verpakking	Stuk
Europese Regelgeving	2014/53/EU