

1572433 - Schiller Defigard HD-7 defibrillator - monitor - paddles



Beschrijving

De DEFIGARD HD-7 bundelt de lange en bewezen ervaring van SCHILLER op het gebied van defibrillatie, ECG en connectiviteit. De DEFIGARD HD-7 is verkrijgbaar met elektroden of defibrillatiepaddles en ondersteunt alle zorgprofessionals.

De DEFIGARD HD-7 is intuïtief ontworpen, met een groot 7-inch touchscreen en een stapsgewijze keuzeschakelaar. De Touch'n' Save-interface biedt directe toegang tot de gewenste functie, zonder tijdverlies. Het apparaat draagt ??automatisch de resultaten van de zelftest over en vergemakkelijkt het gemeenschappelijk beheer van het apparaat dankzij de updates van software en configuraties op afstand.

Deze versie is geleverd met paddles en niet met pads (Art. 1572438)

Functies :

- 4 modi: monitoring, handmatige defibrillatie, AED en pacing
- Een enkele connector voor elektroden (pleisters of lepels) en paddles
- Interne defibrillatiemodus (optioneel) voor openhartchirurgie
- Hulp bij hartmassage
- Gegevensoverdracht via USB en Wi-Fi
- Configuratie op afstand en software-updates
- Automatische verzending van zelftestresultaten
- Groot 7-inch touchscreen
- ECG met 6 afleidingen: SCHILLER-technologie
- Niet-invasieve bloeddruk: SCHILLER-technologie
- SpO2: MASIMO- of Nellcor-technologie
- EtCO2: MASIMO-technologie (door aspiratie)
- Ingebouwde 3-track printer
- Trolley beschikbaar (optioneel)

Specificaties

Merk	Schiller
sku	1572433
Elektrode bediening	Paddles
Type verpakking	Stuk
Aantal stuks	1 st