


1518859 - Lange schaar voor draadjes - 22 cm - 1 x 25 st



Beschrijving

De lange schaar is speciaal ontworpen om de draden van het spiraaltje door te knippen nadat het spiraaltje is ingebracht. De schaar is steriel, latexvrij en voor eenmalig gebruik.

Specificaties

Merk	Gyneas
Product afmetingen	L 22 cm
sku	1518859
Kwaliteit instrumenten	Wegwerp steriel
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is