

1600422 - MST-3070 specimen trap - verkorte tube - 25 ml - 50 st



Beschrijving

Deze mucus specimen trap met reserveschroefdop en patiëntenlabel is ontworpen om slijmmonsters te verkrijgen voor microbiologisch onderzoek. De trap van 25 ml is steriel individueel verpakt en beschikt over een bevestiging voor zuigkatheter en zuigverbindingsbuis. In tegenstelling tot de MST-3000 heeft deze specimen trap een kortere aansluiting om de overdracht van secreties naar de trap te vergemakkelijken.

Specificaties

Merk	Pennine
sku	1600422
Steriel	Ja
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse Is