

1576728 - Schiller MAGLIFE RT-1 - ESNPCAORT



Beschrijving

De **Schiller** Maglife RT-1 is geschikt voor de monitoring van patiënten in een MRI-omgeving, inclusief alle noodzakelijke vitale parameters tijdens de anesthesie. Het toestel is ontworpen voor alle patiënten: volwassenen, kinderen en neonaten. Het toestel kan uitgerust worden met tal van opties die vitale parameters kunnen meten:

- E: ECG
- S: SpO2
- N: Non-invasive Blood Pressure
- P: Perfusion Index
- C: CO2
- A: Anesthetic Agents
- O: O2
- T: Temperature
- R: Respiration

Kenmerken:

- Te gebruiken met MRI-systemen van alle fabrikanten met een veldsterkte tussen 0,2 en 3 Tesla.
- Draadloze ECG- en SpO2-sensoren: geschikt voor alle soorten patiënten.
- Bediening op afstand en volledige controle over de MAGLIFE RT-1 monitor met een 15,6" kleurentouchscreen.
- De MAGLIFE RT-1 kan tot op 50 cm van de MRI worden gebruikt.
- Te gebruiken via stekker of op batterijen.

Specificaties

Merk	Schiller
sku	1576728
Type verpakking	Stuk
Versie	ESPNCAORT
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb