

1610404 - Gyneas Supragel contactgel voor echografie en doppler - niet-steriel - 250 ml - 1 st



Beschrijving

Gyneas Supragel ultrasone transparante contactgel is zeer geschikt voor echografische toepassingen en dopplers. De gel heeft een uitstekende geleidbaarheid, is niet vettig en neutraal.

Voordelen

- Irriteert niet
- Niet-steriel
- Hypoallergeen
- Laat geen vlekken achter
- pH 6-7
- Dermatologisch getest
- Kleurlos en geurloos
- Zonder zout
- Oplosbaar in water

Specificaties

Merk	Gyneas
sku	1610404
Type verpakking	Stuk