

1543978 - Renol visco elastisch abductie kussen - 10 x 42 x 42 cm - 1 st



Beschrijving

Met slechts één gebruikskant voorkomt dit kussen dat de persoon naar voren glijdt. Het schuim met vormgeheugen neemt de vorm van de billen en benen aan om de drukpunten te verlichten.

Specificaties

Merk	Renol
sku	1543978
Kleur sloop	Blauw
Maat	10 x 42 x 42 cm
Materiaal	PU
Merk positioneringsmateriaal	Renol
Type verpakking	Stuk
Wasbaar	60 °C
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I