

## 1559770 - VK Pad - niet inklevende kompressen - steriel - 7,5 x 7,5 cm - 1 x 100 st



### Beschrijving

**MaiMed®** VK Pad is een gebruiksklaar steriel, niet-klevend kompres van non - woven materiaal met een coating van PE-folie. Het VK-kompres heeft een hoog absorptievermogen en wordt gebruikt voor de uitwendige verzorging van sterk afscheidende wonden.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Maimed
<b>Steriel</b>	Ja
<b>sku</b>	1559770
<b>Aantal per verpakking</b>	1 x 100 st
<b>Lagen</b>	2-laags
<b>Maat</b>	7,5 x 7,5 cm
<b>Sterilisatie methode</b>	Ethyleen oxide
<b>Type verpakking</b>	Doos
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is