

1610033 - Keiser A400 Abdominal



Beschrijving

De **Keiser A400 Abdominal Machine** herdefinieert buikspiertraining voor huisartsen, kinesitherapeuten, ziekenhuizen en revalidatiecentra in de Benelux. Dankzij het revolutionaire pneumatische weerstandssysteem van Keiser biedt dit toestel een veilige, soepele en gewrichtsvriendelijke training – zonder de beperkingen van traditionele gewichtgestuurde apparatuur. Geschikt voor elk fitnessniveau, van senioren tot topsporters.

Belangrijkste Kenmerken & Voordelen

- **Real-Time Biofeedback:** Geïntegreerde A400-technologie toont gemiddelde/piekvermogen en -snelheid, bewegingsbereik (concentrisch & excentrisch) en prestaties van linker- en rechterzijde – ideaal voor revalidatie en analyse.
- **Naadloze Gegevensintegratie:** Exporteer eenvoudig trainingsdata naar uw bestaande analyse- of patiëntendossiersysteem.
- **Dynamische Variabele Weerstand:** Pas de weerstand digitaal aan tijdens elke herhaling, inclusief ondersteuning voor isometrische en excentrische overbelasting.
- **Lage-inertie Pneumatisch Systeem:** Zorgt voor een vloeiende weerstand zonder schokken, wat gewrichten, pezen en ligamenten beschermt – ideaal voor oudere patiënten of postoperatieve revalidatie.
- **Bilaterale Coretraining:** Stimuleert symmetrische buikspierontwikkeling voor een sterke basis van het bovenlichaam.
- **Gebruiksvriendelijk Ontwerp:** Eenvoudige instap, nauwkeurige weerstandsinstelling en veilige positionering vóór belastingstoepassing.

Toepassingen

- **Revalidatiecentra:** Herintroductie van krachttraining op een veilige en gecontroleerde manier.
- **Ziekenhuizen & Thuiszorg:** Ideaal voor gecontroleerde rompversterking bij diverse doelgroepen.
- **Sportgeneeskunde & Kinesithérapie:** Meet en optimaliseer prestaties met nauwkeurige metrics.
- **Huisartspraktijken & Gezondheidscentra:** Bied patiënten een laagdrempelige manier om kracht op te bouwen met moderne analysemogelijkheden.

Gebouwd voor Duurzaamheid & Efficiëntie

- Robuust frame voor intensief gebruik
- Kostenefficiënte oplossing voor moderne krachttraining
- Volledig instelbaar voor uiteenlopende gebruikers en trainingsdoelen

Specificaties

Merk	Keiser
Product afmetingen	B 84 cm, H 119 cm
Gewicht product	56 kg
sku	1610033
	0 - 111 kg
Type verpakking	Stuk