

1101301 - Mepitac - 4 cm x 1,5 m - 1 st



Beschrijving

Mepitac® van **Mölnlycke** is een zachte fixatietape ontwikkeld om medische apparatuur te bevestigen, zoals drains, slangen, sondes, elektrodes, IV-canules en verbanden. Mepitac® biedt bescherming voor de gevoelige huid bij gebruik onder instrumenten zoals slangen.

Mepitac® kan opnieuw worden aangebracht zonder verlies van kleefeigenschappen. Met Safetac® technologie vermindert Mepitac® pijn bij de patiënt bij het verwijderen.

Voordelen

- Minder pijn tijdens verbandwissels
- Voegt zich goed naar de lichaamscontouren
- Douchebestendig
- Ademend
- Laat na verwijdering bijna geen resten achter op de huid

Gebbruiksaanwijziging: Zorg ervoor dat de huid schoon en droog is, vrij van zalf e.d. Knip met een schaar de gewenste lengte tape af. Verwijder het schutblad. Breng Mepitac aan zonder het uit te rekken. Als inspectie of herpositioneren vereist is, kan Mepitac zo nodig opgetild worden en opnieuw aangebracht worden.

Specificaties

Merk	Mölnlycke
sku	1101301
Steriel	Nee
Kleur	Bruin
Maat	4 cm x 1,5 m
Type verpakking	Stuk
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I