

1561201 - Voorhoofdslamp Ri-Focus - LED - 1 st



Beschrijving

Draadloze Ri-Focus LED voorhoofdslamp met lithium batterijen. De ri-focus led-hoofdlamp van Riester biedt optimale belichting voor onderzoek op een afstand van 40 cm. Het led-lampje heeft een levensduur van circa 50.000 uur. De lamp kan gebruikt worden met lithium batterijen. Deze voorhoofdslamp heeft een geïntegreerd batterijvak en oplaadcontact. De hoofdlamp kan uitgerust worden met 4 lithiumbatterijen (CR123A). Op het batterijvak bevindt zich ook een eenvoudige aan/uit schakelaar. Werking op batterijen: ca. 4 uur met lithiumbatterijen. Bovendien wordt de voorhoofdslamp standaard geleverd zonder oplader, met 4 oplaadbare batterijen (koud, zeer wit licht - 6500 °Kelvin).

De Ri-Focus voorhoofdslamp heeft een traploos instelbare focus van circa 40-200 mm doorsnede (bij een werkafstand van 40 cm). Er is een efficiëntere diagnose dankzij het witte krachtige LED (140 lumen), levensduur van LED tot 50.000 uur. De led-hoofdlamp heeft een gemakkelijk te reinigen hoofdband, die is voorzien van een verwijderbare en wasbare bekleding.

Eigenschappen

- Bediening met één hand
- Draadloze en gebalanceerde hoofdband met ingebouwd batterijcompartiment
- Efficiëntere diagnose dankzij witte krachtige LED (140 lumen)
- Levensduur van LED tot 50.000 uur
- Aanzienlijk minder energieverbruik en warmteontwikkeling
- Hoofdbandversie, met ingebouwd batterijvak en geïntegreerde oplaadaansluiting
- Hoofdband en de bandbekleding aan de binnenzijde zijn gemakkelijk te reinigen
- Bijzonder comfortabel om te dragen met verstelbare hoofdband
- Aan / uit-schakelaar op batterijvak. Oplaadaansluiting geïntegreerd in batterijcompartiment (oplader niet inbegrepen)
- Focusbare LED-lamp op een afstand van ca. 40 cm / 15.75 inch Ø 40 mm / 1,57 inch – Ø 200 mm / 7,87 inch, traploos instelbaar
- Witte LED met 6.500 Kelvin.
- Werking op batterij: ca. 4 uur met lithiumbatterijen. Wordt geleverd met 4 oplaadbare lithiumbatterijen
- Gewicht: 210 g / 0,46 lb zonder batterijen, 242 g / 0,54 lb met CR 123 A lithiumbatterijen, 259 g

Specificaties

Merk	Promotal
sku	1561201
Type verpakking	Stuk