

1104113 - Mepilex border sacrum - 18 x 18 cm - 1 x 5 st



Beschrijving

Mepilex® Border Sacrum is het enige vijfslagige sacrale schuimverband met de unieke Deep Defense® Technologie, waarvan bewezen is dat ze doorligwonden voorkomt in combinatie met andere standaardpreventieprotocollen.

Het verband kan ook worden gebruikt voor de behandeling van matig tot sterk exsuderende wonden in het sacrale gebied. Het absorbeert, houdt exsudaat vast en zorgt voor een goede vochtbalans waardoor het risico op maceratie wordt verminderd.

Dit onlangs gelanceerde verbeterde ontwerp van **Mölnlycke** heeft nieuwe tabs en dikkere randen, zodat het gemakkelijker kan worden aangebracht en gecontroleerd bij de patiënt. Bij gebruik ter preventie van doorligwonden is de sacrale vorm zo aangepast dat de sacrale zone met hoog risico goed is afgedekt en bovendien is de afdichting ter hoogte van de bilspleet verbeterd met het oog op maximale bescherming.

En het verbeterde ontwerp is nog steeds voorzien van Safetac®, de originele pijnvrije contactlaag met silicone hechtmiddel. Het verband is dus comfortabel en vormt zich soepel naar de anatomie van de patiënt u kunt het gemakkelijk verwijderen, zonder de huid te beschadigen. Dat betekent minder pijn voor uw patiënten.

Specificaties

Merk	Mölnlycke
Steriel	Ja
sku	1104113
Maat	18 x 18 cm
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIb