

1532374 - Schiller BR-102 PLUS - bloeddrukmeter



Beschrijving

De **SCHILLER** BR-102 plus biedt het hoogste comfort voor de patiënt. Hij onderscheidt zich door zijn kleine afmetingen en geringe gewicht. Dankzij een speciale techniek wordt de manchet slechts zoveel opgeblazen als nodig is. Inclusief Darwin 2 ABPM software.

Specificaties

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Merk | Schiller |
| sku | 1532374 |
| Type bloeddrukmeter | Ambulante 24 uur bloeddrukmeters |
| Type verpakking | Stuk |
| Europese Regelgeving | MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa |