

**1560129 - Nelaton sonde PVC - wegwerp - oranje - CH16 - 38 cm -
steriel - 1 x 100 st**



Beschrijving

Steriele Nelatonsondes voor intermitterende blaasdrainage hebben 2 ogen en een zachte afgeronde punt om de katheter in te brengen. Dit product is vrij van latex en wordt individueel verpakt.

Specificaties

Merk	Pennine
Steriel	Ja
Latex vrij	Ja
Lengte sonde	38 cm
sku	1560129
Diameter sonde	Ch 16
Geslacht	Mannen
Kleur	Oranje
Type verpakking	Pak
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse Is