

SCB110949900 - Schiller Maglife Serenity



Beschrijving

Een state-of-the-art monitoringsysteem voor MRI-onderzoeken. De nieuwe MAGLIFE Serenity garandeert de hoogste ECG-kwaliteit tijdens MRI-scans (magnetic resonance imaging), zelfs onder de sterkste gradiëntinvloed. Het bewaakt alle vitale parameters tijdens anesthesie in een MRI-omgeving en is speciaal ontwikkeld voor volwassenen, kinderen en pasgeborenen. Deze procedure beperkt het risico op brandwonden en signaalstoringen tot een minimum en maakt een gestandaardiseerde operatie mogelijk zoals in een conventionele omgeving.

Tijdens MRI-onderzoeken kan de lichaamstemperatuur verschillende graden stijgen of dalen. Daarom moeten neonaten, zuigelingen en patiënten met een verminderde thermoregulatie, ernstige vaataandoeningen, hartritmestoornissen, een slechte algemene conditie of epilepsie tijdens het onderzoek speciaal in de gaten worden gehouden.

Kenmerken:

- Hoogste ECG-kwaliteit, zelfs onder sterkste gradiëntinvloed (MRI)
- Verschillende gating-uitgangen voor optimale MRI-triggering
- Kern- en huidtemperatuurmeting door middel van een optische sensor
- State-of-the-art gasanalyse tijdens anesthesie
- Netwerkcompatibiliteit (draadloos LAN, vezelkabel, LAN)

Specificaties

Merk	Schiller
sku	SCB110949900
Type verpakking	Stuk