

1107249 - Onderstel Quest - elektrisch hoogteverstelbaar - papierrolhouder - zonder bekleding - 1 st



Beschrijving

Quest 2-delige elektrische onderzoekstafel is de standaard voor hoogte verstelbare banken dat flexibiliteit toont voor de combinatie met voet -en handbediening. Heeft een zeer stabiele H-basis met robuuste hijsarmen, anti-Trendelenburg en zonder bekleding. Quest onderzoekstafel op poten heeft een rugleuning met gasveer. Vervaardigd uit een metalen frame met epoxy afwerking.

Specificaties

Merk	Promotal
Product afmetingen	B 73 cm
sku	1107249
Wielen inbegrepen	Nee
Hoogteverstelbaar	Ja
Papierrolhouder inbegrepen	Ja
Aantal delen	2-delig
Hoogteverstelling	Elektrisch
Type verpakking	Stuk
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I