

1600775 - Prestrol aspiratiesonde met finger tip control - blauw - CH08 - 48 cm - 1 x 100 st



Beschrijving

Pennine vacuümgestuurde aspiratiesonde voor orale, tracheale en endobronchiale afzuigprocedures. Te gebruiken door aansluiting op de zuigbron met Pennine aanzuigslang, type FF. De producten worden individueel steriel verpakt.

Specificaties

Merk	Pennine
Steriel	Ja
sku	1600775
Diameter sonde	Ch 08
Kleur	Blauw
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is