


1561375 - OtoLase Starter kit



Beschrijving

Het OtoLase Flexible CO2 Fiber Delivery System is ontworpen voor de toevoer van CO2 laserenergie voor otologische chirurgie. De microchirurgische precisie van het OtoLase Delivery System maakt het een ideaal instrument voor delicate middenoorchirurgie en een geschikte behandeling voor kleine en gevoelige gehoorstructuren. De OtoLase Fiber kan worden gebruikt voor tot wel 24 chirurgische procedures.

Specificaties

Merk	Lumenis
sku	1561375
Type verpakking	Stuk
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb