

1532417 - Handschoenen Soft Nitrile - niet-steriel - blauw - M - 1 x 200 st



Beschrijving

Texa Soft Nitrile is een professionele onderzoekshandschoenen met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Geschikt voor niet-steriele medische toepassingen. Ideaal voor gebruikers met latexallergie. Poedervrij. Beschikbaar in lichtblauw of wit in de maten S, M, L en XL.

Specificaties

Merk	Texa
Gepoederd	Nee
Manchetlengte	24 cm
Normeringen	EN455-1:2020, EN455-2:2015, EN455-3:2015, EN455-4:2009 EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 21420:2020 ASTM F1671 & ISO 16604
Poederresidu	? 2,0 mg/conform EN 455-3
sku	1532417
Dikte handpalm	0,08 mm
Dikte manchet	0,07 mm
Dikte vinger	0,10 mm
Kleur	Blauw
Kracht tot breekpunt na veroudering	6N
Kracht tot breekpunt voor veroudering	6N
Kwaliteitsniveau	AQL 1.5
Maat	M
Steriel	Nee
Type verpakking	Doos
breedte handpalm	95 mm > 240 mm