

1600643 - MST-5000 specimen trap - tube 9 cm - 25 ml - 1 x 50 st



Beschrijving

Deze mucus specimen trap met een buislengte van 9 cm met VC en reserveschroefdop is ontworpen om slijmmonsters te verkrijgen voor microbiologisch onderzoek. De trap van 25 ml is steriel individueel verpakt en beschikt over een bevestiging voor zuigkatheter en zuigverbindingsbuis en een patiëntenlabel.

Specificaties

Merk	Pennine
Product afmetingen	L 9 cm
sku	1600643
Steriel	Ja
Type verpakking	Doos
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse Is