

**1576499 - Onderstel iQuest - wielhefsysteem - elektrisch
hoogteverstelbaar - programmeerbaar - papierrolhouder - zonder
bekleding - 1 st**



Beschrijving

iQuest onderzoekstafel voorziet in de behoeften van gezondheidsprofessionals door een robuuste, comfortabele tafel aan te bieden. Geschikt voor patiënten met beperkte bewegingsvrijheid past de tafel zich aan door een opstappositie met een hoogte van 46 cm tot 93 cm. De openstaande rugleuning die als steun dient, met rustige en veilige elektrische bewegingen.

Specificaties

Merk	Promotal
Hoogte	46-93 cm
Wielen inbegrepen	Ja
Hoogteverstelbaar	Ja
Papierrolhouder inbegrepen	Ja
Normeringen	ISO 13485:2016
Hefvermogen	250 kg
sku	1576499
Aantal delen	2-delig
Hoogteverstelling	Elektrisch
Type verpakking	Stuk
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I